

CONTROLLI DI LAVAGGIO: "EC.WASHTEST" INDICATORE DI LAVAGGIO

- L'Indicatore può essere utilizzato per il controllo delle condizioni di lavaggio in termi disinfettori e per il monitoraggio della pulizia nelle lavatrici automatiche.
- Il reagente è atossico, si scioglie con la maggior parte dei detergenti e viene rimosso con il liquido di lavaggio.
- Confezionamento: 250 pz.

REF. EC.WASHTEST



CONTROLLI DI LAVAGGIO: "WT HOLDER" WASHTEST HOLDER

- Supporto per WashTest.
- Realizzato in acciaio inossidabile.
- Resistente all'abrasione e alla corrosione.

CONTROLLI DI LAVAGGIO: "ULTRASONIC CHECK" INDICATORE DI LAVAGGIO AD ULTRASUONI

- I processi di lavaggio ad ultrasuoni (cavitazione) permettono la disinfezione anche in zone difficilmente accessibili con altri metodi di pulizia. Questo indicatore verifica proprio l'efficacia delle apparecchiature di lavaggio ad ultrasuoni.
- Pronto all'uso sia con o senza detergenti e soluzioni di lavaggio.
- Inserire l'apparecchiatura per almeno 3 minuti tra 18-70 °C.
- Prodotto molto affidabile e stabile.
- Lettura rapida.
- Confezionamento: 30 pz.

REF. ULTRASONIC CHECK



CONTROLLI DI LAVAGGIO: "PROTEIN CONTROL" CONTROLLO PROTEINE

- Un'accurata disinfezione garantisce una riduzione della carica batterica e conseguentemente delle infezioni nosocomiali.
- Questo sistema è in grado di rilevare eventuali proteine e allergeni sulle superfici dopo il processo di pulizia.
- Prodotto ad alta affidabilità e sensibilità.
- Intuitiva interpretazione del risultato.

REF. PROTEIN CONTROL



ECS si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i prodotti descritti in questo catalogo per motivi tecnici e commerciali. I colori potrebbero non corrispondere alla realtà.

Ed. 02 - 03/2018 - ECS srl



E.C.S. SRL - EURO CLINICAL SERVICE
VIA 1° MAGGIO 18/22
23881 AIRUNO (LC) - ITALY

tel +39 0341 681602
fax +39 0341 605485

E-mail
appalti@ecssrl.com
export@ecssrl.com
info@ecssrl.com

Website
www.ecssrl.com

