

I nostri nastri adesivi sono ideati per il confezionamento e la chiusura di ogni tipo di imballaggio e per distinguere i pacchi che sono stati processati da quelli non ancora processati.

- Disponibili con indicatore di processo virante – Realizzati con materiali di alta qualità che conferiscono eccellente adesività e forte tenuta durante il ciclo di sterilizzazione

NASTRI ADESIVI: “V19” NASTRO ADESIVO PER VAPORE

- Nastro adesivo formulato per la sterilizzazione a vapore. Il supporto è costituito da carta impregnata semicrespata molto conformabile e stampato con un inchiostro indicatore.
- L'adesivo è a base di gomma naturale, resistente ad alta temperatura ed umidità, garantendo un'elevata adesività su carte, plastiche, metalli, teli e woven.
- Uno speciale inchiostro stampato sul dorso del nastro vira dal colore giallo a quello bruno/marrone quando viene esposto al ciclo di sterilizzazione.
- Una volta processato, il nastro può essere facilmente rimosso, senza alcun rilascio di adesivo sulla superficie di applicazione.
- Ogni nastro è confezionato in busta singola.
- Idoneo all'uso preposto.
- Confezione da 48 pz.
- Disponibile nelle altezze: 12 mm (a richiesta), 19 mm (standard) e 25 mm.

NASTRI ADESIVI: “V19HTB” NASTRO ADESIVO PER VAPORE AD ALTA RESISTENZA

- Nastro adesivo ad alta adesività con supporto in carta impregnata appositamente formulato per la chiusura dei pacchi contenenti materiali da sottoporre al processo di sterilizzazione in autoclave a vapore per dimostrare che il pacco è stato sottoposto al processo e per distinguere i pacchi sterilizzati da quelli non sterilizzati.
- Uno speciale inchiostro stampato sul dorso del nastro vira dal colore bianco a quello bruno/marrone quando viene esposto al ciclo di sterilizzazione.
- L'elevata aggressività dell'adesivo impiegato rendono il prodotto particolarmente adatto all'applicazione su superfici difficili quali ad esempio carte silconate.
- Colore blu.
- Ogni nastro è confezionato in busta singola.
- Idoneo all'uso preposto.
- Confezione da 48 pz.
- Altezza nastro: 19 mm.

NASTRI ADESIVI: “P25” NASTRO ADESIVO PER VH₂O₂

- Nastro adesivo formulato per la sterilizzazione con perossido di idrogeno.
- Il supporto è costituito da materiale plastico stampato con un inchiostro indicatore.
- L'adesivo è a base di resine di gomma naturale, resistente ad alta temperatura ed umidità, garantendo un'elevata adesività.
- Ogni nastro è confezionato in busta singola.
- Idoneo all'uso preposto.
- Confezione da 45 pz.
- Altezza nastro: 25 mm.





NASTRI ADESIVI: "G19" NASTRO ADESIVO PER EO

- Nastro adesivo formulato per la sterilizzazione a EO.
- Il supporto in carta impregnata appositamente formulato per svolgere la duplice funzione di chiusura dei pacchi utilizzati nel settore ospedaliero e di garanzia che gli stessi siano stati sottoposti al ciclo completo di sterilizzazione a gas ossido di etilene ed inoltre a distinguere i pacchi processati da quelli non processati.
- Uno speciale inchiostro stampato sul dorso del nastro vira dal colore marrone a quello verde quando viene esposto al ciclo di sterilizzazione.
- Ogni nastro è confezionato in busta singola.
- Idoneo all'uso preposto.
- Confezione da 48 pz.
- Altezza nastro: 19 mm.

NASTRI ADESIVI: "S19" NASTRO ADESIVO PER VAPORE SECCO

- Nastro adesivo formulato per la sterilizzazione a vapore SECCO (comunemente chiamate stufetta ad aria calda o poupinelle).
- Il supporto è costituito da carta impregnata semicrespata molto conformabile e stampato con inchiostro indicatore.
- Una volta processato al ciclo standard di sterilizzazione a vapore SECCO, l'indicatore stampato sul nastro vira dal colore verde al bruno.
- Il supporto è spalmato con un adesivo silicico ad alte prestazioni e resistente ad alta temperatura ed umidità, garantendo un'elevata adesività su carte, plastiche, teli e non woven.
- Ogni nastro è confezionato in busta singola.
- Idoneo all'uso preposto.
- Confezione da 48 pz.
- Altezza nastro: 19 mm.

NASTRI ADESIVI: "MT19/25/50" NASTRO ADESIVO NEUTRO

- Nastro adesivo formulato per la sterilizzazione a vapore.
- Il supporto è costituito da carta bianca impregnata semicrespata molto conformabile.
- L'adesivo è a base di gomma naturale, resistente ad alta temperatura ed umidità, garantendo un'elevata adesività su carte, plastiche, metalli, teli e non woven.
- Idoneo all'uso preposto.

NASTRI ADESIVI: "H19/H25/H50" DISPENSER NASTRO

- Dispenser per nastri adesivi con struttura in metallo e fondo gommato anti-scivolo.
- Dispenser da 50 mm per un rotolo da 50 mm o due rotoli da 25 mm
- Il dispenser può essere fissato al tavolo di confezionamento.
- Protezione della lama che garantisce l'utilizzo in condizioni di sicurezza.

MT - MASKING TAPE

REF.	DIM.	PZ
MT19	19 mm X 50 m	96 pz
MT25	25 mm X 50 m	72 pz
MT50	50 mm X 50 m	36 pz

REF. H19/H25/H50



ECS si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i prodotti descritti in questo catalogo per motivi tecnici e commerciali. I colori potrebbero non corrispondere alla realtà.

Ed. 02 - 03/2018 - ECS srl



E.C.S. SRL - EURO CLINICAL SERVICE
VIA 1° MAGGIO 18/22
23881 AIRUNO (LC) - ITALY

tel +39 0341 681602
fax +39 0341 605485

E-mail
appalti@ecssrl.com
export@ecssrl.com
info@ecssrl.com

Website
www.ecssrl.com

